

ROBOOTER

R E B O O T Y O U R L I F E



facebook-roboter



Ins-roboter

ROBOOTERE E

KOMPAKTOWY PO ZŁOŻENIU



ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ,
MOC I OSIĄGI DZIĘKI BATERII LITOWEJ
I SILNIKOM **Linix** BEZSZCZOTKOWYM 2X150W

PRZEBIEG PODRÓŻNY 23KM Z AKUMULATOREM 20AH,
PEŁNA SWOBODA I MOC



BEZKOMPROMISOWA
KONSTRUKCJA DAJĄCA CI TO
CZEGO POTRZEBUJESZ

ERGONOMICZNE
ODDYCHAJĄCE OPARCIE

PODŁKIETNIK Z LAMPĄ LED
ORAZ PORTEM USB

ODCHYLANY
PODŁOKIETNIK

RAMA Z WYSOKIEJ KLASY
CIŚNIENIOWO ODLEWANEGO
ALUMINIUM

UNIKALNY MECHANIZM
SKŁADANIA

ŁATWY DO ZŁOŻENIA I PRZENOSZENIA

NOWOCZESNE
OPROGRAMOWANIE, KTÓRE
Z TOBĄ WSPÓŁPRACUJE

AKTUALIZUJ SYSTEM PRZEZ APLIKACJĘ
MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA TELEFONEM
ZMIENIAJ DOWOLNIE USTAWIENIA

WBUDOWANY TEMPOMAT



SREBRNY METALIK



ZIELONY METALIK

PARAMETRY PRODUKTU

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU	100 (L) X 63 (W) X 93 (H) CM	WYSOKOŚĆ PRZESZKODY	4 CM
WYMIARY PO ZŁOŻENIU	70 (L) X 63 (W) X 44 (H) CM	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ ROWU	10 CM
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA	50 CM (Z PODUSZKĄ)	MIN. PROMIEŃ ZWROTU	835 MM (Z PODNÓŻKIEM)
SIEDZISKO	44 X 44 CM	MAKSYMALNE WZNIESIENIE TERENU	9°
METODA SKŁADANIA	SKŁADNIE RĘCZNE	ROZMIAR KOŁ PRZEDNICH	190 X 45 MM PU (8')
MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ	150 KG	ROZMIAR KOŁ NAPĘDOWYCH	250 X 60 MM POMPOWANE (10')
POJEMNOŚĆ BATERII	20AH (BATERIA LITOWA)	CIĘŻAR WÓZKA BEZ BATERII	22,7 KG
MAKSYMALNA AUTONOMIA	23 KM	WAGA BATERII	3.4 KG
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ	6 KM/H	CZAS ŁADOWANIA BATERII	4 - 6 H

Wersja 1.1 2023/05/29 Wszelkie prawa zastrzeżone, możliwe wprowadzanie zmian bez uprzedzenia. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Prezentacja pojazdu ma charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz dostępne opcje wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych na folderze.