



ROBOTEER E60 A

Swoboda ruchu i niezależność na każdym terenie

 **6CM**
Pokonywanie progów

 **10CM**
Pokonywanie rowów

 **9°**
Pokonywanie
wzniesień

 **80CM**
Promień zawracania

 **150KG**
Max ładowność

 **23KM**
Max zasięg

 **7-9H**
Czas ładowania
7h □ 20Ah □ 9h □ 25Ah □

 **8KM/H**
Max prędkość

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania i etykietą.