



ROBOTEER XZ DROID

Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji

 **4 cm**
Pokonywanie progów

 **5 cm**
Pokonywanie rowów

 **5**
Pokonywanie
wzniesień

 **65 cm**
Promień zawracania

 **100 kg**
Max ładowność

 **15 km**
Max zasięg

 **4-6 h**
Czas ładowania

 **4,5 km/h**
Max prędkość

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania i etykietą.